



ניקוי חלקי משאבת חלב לאחר שימוש

לאחר כל שאיבה יש לנקות את ציוד השאיבה.


ניקוי על פי ההנחיות ימנע אפשרות להעברת זיהומים העלולים להיווצר במקומות בהם נותרו שאריות חלב.




1
הפרידי את חלקי ציוד השאיבה כפי שמודגם בתמונה




2
הניחי את כל חלקי הערכה בקערה/קופסה נקייה ייעודית
אין להניח את החלקים בתוך הכיור או על השיש



3
אין להרטיב את הצינורות המחברים בין הבקבוק והמשאבה
נגבי את הצינורות מבחוץ בעזרת מגבון אלכוהול
אם חלב נכנס לתוך הצינורית בקשי צינורית חדשה מהאחות



4
שטפי כל חלק ביסודיות במים קרים להסרת שאריות חלב
סבני כל חלק עם מעט סבון כלים או סבון חיטוי ושטפי במים חמים



5
נגבי את כל החלקים עם מגבות נייר
ניתן להניח את חלקי הערכה על מגבות נייר לייבוש

6
אחסני בכלי /שקית יבשה וסגורה את חלקי המשאבה
אם השתמשת במברשת ייעודית לניקוי - חשוב לייבש

האחיות ויועצות
ההנקה כאן עבודך
פני אלינו לעזרה
צוות המחלקה