

ניקוי חלקי משאבת חלב לאחר שימוש

לאחר כל שאיבה יש לנקות את ציוד השאיבה.

ניקוי על פי ההנחיות ימנע אפשרות להעברת זיהומים העלולים להיווצר במקומות בהם נותרו שאריות חלב.



1

הפרידי את חלקי ציוד השאיבה כפי שמודגם בתמונה



2

**הניחי את כל חלקי הערכה בקערה/קופסה נקייה ייעודית
אין להניח את החלקים בתוך הכיור או על השיש**



3

**אין להרטיב את הצינורות המחוברים בין הבקבוק והמשאבה
נגבי את הצינורות מבחוץ בעזרת מגבון אלכוהול
אם חלב נכנס לתוך הצינורית בקשי צינורית חדשה מהאחות**



4

**שטפי כל חלק ביסודיות במים קרים להסרת שאריות חלב
סבני כל חלק עם מעט סבון כלים או סבון חיטוי ושטפי במים חמים**



5

**נגבי את כל החלקים עם מגבות נייר
ניתן להניח את חלקי הערכה על מגבות נייר לייבוש**

האחיות ויועצות
ההנקה כאן עבודך

פני אלינו לעזרה

צוות המחלקה

**אחסני בכלי/שקית יבשה וסגורה את חלקי המשאבה
אם השתמשת במברשת ייעודית לניקוי - חשוב לייבש**

6